

Jetzt mit dem Igloo in Ihrer Apotheke durchstarten

TECHNISCHE INFORMATIONEN



METHODEN	Kolorimetrie, Immunfluoreszenz, Mikrofluidik, Multiplex, Quantenpunkte, Trockenchemie
PROBEN	Serum Plasma Vollblut Kapillarblut Speichel Haarprobe Urin Stuhl
GEWICHT	ca. 290 g
ABMESSUNGEN	87,5 mm × 87,5 mm × 91 mm (L×B×H)
AUSLESEZEIT	Wenige Sekunden (Test-Inkubationszeit nicht eingerechnet)
GENAUIGKEIT	CV < 2% - Inter-Reader, CV < 3% - Intra-Reader
DATENSPEICHER	10.000 Ergebnisse
BATTERIE	Lithium-Akku mit bis zu 24 Stunden Dauerbetrieb pro Akkuladung
KOMMUNIKATION	USB-C, LIMS-Konnektivität, WiFi, Bluetooth, Anbindung über API an bestehende Kundensoftware möglich
ZERTIFIZIERUNGEN	IVDR, CE



goodscare GmbH
Am Sandtorkai 62
20457 Hamburg

sales@goodscare.com
gc-diagnostics.com/apotheke
T 040 3680 7499-0